

**Elektronski uređaj za
ELEKTRO – AURIKULO -AKUPUNKTURU**



- **nalaženje akupunkturalnih tačaka uz zvučni i optički signal prvenstveno u ušnoj školjci – pokazuje energetska stanje organa – omogućava dijagnostiku**
- **stimulacija akupunkturalnih tačaka bez igala**
- **sigurno i bezopasno korišćenje (baterija 9V)**
- **pomoć kod različitih zdravstvenih problema, migrena, glavobolja, zubobolja, menstrualnih tegoba, išijasa itd.**
- **priloženo uputstvo za upotrebu**
- **podesan za primenu kod osetljivih osoba**
- **umanjuje potrebu za uzimanjem lekova**

Naučno je utvrđeno da se stimulacijom akupunkturalnih tačaka na koži može pojačati lučenje biološki aktivnih supstanci- transmitera, koji deluju kao regulatori u normalnim i bolesnim procesima (endofin, serotonin, ACTH, prostaglandin, supstanca P i druge).

Smatra se da je u slučajevima oboljenja unutrašnjih organa aurikulo-akupunktura čak efikasnija od telesne akupunktura, te se sa uspehom primenjuje za detekciju, lečenje i prevenciju bolesti.

Aparat konstruisan prema najnovijim istraživanjima, širokog frekventnog opsega, te je pogodan i za profesionalnu primenu: tonifikacija odnosno jačanje energetskeg nivoa tačaka ili meridijana prilikom stimulacije (taster S), a dispersija tj. smanjenje energetskeg nivoa se može vršiti dužim intervalom delovanja aparata u modusu detekcije (taster D).

UVOD: Akupunktura je prastari način lečenja, koji se u Kini praktikuje od pre skoro pet hiljada godina. U ostalom svetu je taj način lečenja dosta kasno prihvaćen, a zvanično tek 1979 godine, kada je Svetska zdravstvena organizacija - WHO, priznala akupunkturu kao metodu lečenja mnogih bolesti.

Pod akupunkturu se podrazumeva stimulisanje određenih tačaka na čovekovom telu. Ovim se vrši podsticaj organizma za borbu protiv mnogih bolesti, ili se umanjuje bol, ili potpuno nestaju bolovi. Našim aparatom se pored toga vrši i ispitivanje tj. detekcija akupunkturalnih tačaka, i moguće je prgledom ušne školjke izvršiti veoma uspešnu dijagnostiku velikog broja oboljenja.

Ipak se mora naglasiti da akupunktura predstavlja dopunu lekarske dijagnostike i terapije, te da ne može zameniti klasične lekarske preglede.

Preporučuje se i kombinacija akupunkturalne stimulacije sa homeopatskim načinom lečenja i hiropraktikom (u zaisnosti od vrste zdravstvenih problema).

ELEKTROPUNKTURA:

Akupunkturalnim uređajem se može vršiti detekcija akupunkturalnih tačaka, kao i stimulacija slabim električnim impulsima (napajanje 9v baterijom - male struje). Namenjen je prvenstveno za individualnu upotrebu, a može se koristiti i u lekarskoj praksi.

Posebno ga preporučujemo za AURIKULO-akupunkturu, tj. akupunkturu ušne školjke na kojoj se nalaze brojne akupunkturalne tačke koje su korespodentne, odnosno koje odgovaraju svim delovima čovekovog tela.

Još u staroj Kini je zapisano da je ušna školjka mesto gde se sastaju energije svih meridijana te je uho korišteno u dijagnostičke i terapijske svrhe.

Prema priloženoj skici se vidi da izgled ušne školjke sa akupunkturalnim tačkama odgovara izgledu sklopčanog fetusa sa glavom okrenutom na dole.

Činjenica je da se u uhu lako pronalaze samo one tačke koje odgovaraju onim delovima tela gde su nastupali (ili nastupaju!) neki zdravstveni problemi.

Prema priloženim skicama se može vršiti dijagnoza kao i stimulacija izlečenja mnogih tegoba i bolesti. Prednost ovoga načina je i u tome što se ne koriste igle kao u klasičnoj akupunkturi, već se stimulacija obavlja slabim električnim impulsima preko vrha sonde koja se prsloni na odgovarajuću tačku.

Pomicanjem sonde, uočava se promena tona zvuka iz aparata, a u onim tačkama koje su iritirane i ukazuju na neki problem, ton zvuka je najniži ili čak i prestane da se čuje. Time je pronađena tražena akupunkturalna tačka i preko nje se zatim vrši stimulacija.

Najčešće su te akupunkturalne tačke osetljive na pritisak a ponekad je i boja kože promenjena u odnosu na normalnu boju kože. Nalaženje akupunkturalnih tačaka se vrši pažljivim ispitivanjem ušne školjke, u kojoj se nalaze zavrtetci živaca koji dolaze iz celog tela, a u ušnoj školjci se lako mogu pronaći samo one akupunkturalne tačke koje odgovaraju onim delovima tela u kojima postoje zdravstveni problemi (a tada su te tačke u uhu najčešće bolne).

Međutim, akupunkturalne tačke na telu se pronalaze u svakom slučaju, bez problema, pažljivim ispitivanjem kože, a prema odgovarajućim skicama.

Akupunkturu se ne mogu lečiti multipla skleroza, rak - karcinom (sem za umanjeње bolova), nasledne i duševne bolesti.

Nadamo se da smo ovim pobudili Vaše interesovanje za primenu ELEKTROPUNKTURE, i pošto ovim kratkim opisom nismo ni izdaleka izložili sve mogućnosti, predlažemo Vam korištenje sledeće literature:

- Akupunkturologija / Dr. A. Školjčev.
- Akupunktura, priručnik za lečnike i studente medic. / Doc. dr sci. M. Ferković, Dr. M. Topalović
- Systematik der Ohrakupunktur/ Dr.med.univ. H.Kropej
- Lehrbuch der Auriculotherapie / Dr. P.F.M. Nogier
- Handbook of medical acupuncture / Van Nostrand Rainhold Company

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Za napajanje uređaja se koristi baterija od 9 volti. Pažljivo odvijanjem odvojiti poklopac kutije i bateriju od 9v priključiti na odgovarajući priključak. Kada se zatvori poklopac kutije, tada je uređaj spreman za upotrebu. Baterija se menja kada oslabi zvučni signal, ili najkasnije posle šest meseci - da ne bi iscurila i oštetila uređaj.

DETEKCIJA akupunkturnih tačaka se vrši pritiskom na taster D palcem, (s tim što je važno da jedan prst dodiruje metalni priključak sa donje strane aparata) a sondom se dodiruje onaj deo tela ili uha gde se vrši potraga za akupunkturnim tačkama a prema skicama koje su date u prilogu (ili iz druge literature). Same akupunkturne tačke su na nekim mestima manje od milimetra, nalaze se ispod kože, te se traganje mora vršiti veoma pažljivo, zu određeni pritisak sonde. Kada se sonda pomera po koži u blizini akupunkturne tačke, menja se jačina i boja tona koji dolazi iz uređaja, a u samoj tački je ton niži ili čak prestaje da se čuje. Ukoliko se vrši detekcija na drugim osobama, potrebno je da se zatvori strujni krug time što će se ta osoba drugom rukom dodirivati (recimimo drži se za uho ili ruku).

STIMULACIJA se vrši jednostavnim prebacivanjem palca sa tastera D na taster S a da se ne pomeri vrh sonde od pronađene akupunkturne tačke. Pri tome su čuje slabo zujanje kao kontrola da aparat radi.

Stimulacija se vrši od 15 do 90 sekundi po jednoj tački, a ukupno vreme stimulacije u jednom tretmanu ne treba da iznosi više od deset minuta - najčešće se vrši stimulacija na nekoliko tačaka koje su bitne za jedan zdravstveni problem. Prilikom stimulacije se oseća lagano peckanje, iako su to impulsi malog napona, a dužina trajanja stimulacije jedne tačke je ograničena osećajem bola tj. neugodnosti i ne treba da bude duža od dva minuta. Ako se ništa ne oseća pri stimulaciji, onda se sonda pomerila sa akupunkturne tačke, ili treba ovlažiti prst kojim se dodiruje metalni priključak (donja strana aparata), kako bi bila bolja provodljivost za struju stimulacije.

Iako je u pitanju stimulacija veoma malim strujama, one izazivaju peckanje, pa i bol u samim akupunkturnim tačkama, ali treba znati da to i znači da tu tačku treba stimulirati i da je odgovarajući organ, prema toj tački, ugrožen!

Zato treba istrpeti bar nekoliko sekundi stimulacije, i kasnije to vreme produžavati do najviše dva minuta. Stimulacija se može vršiti jedanom dnevno kod akutnih problema, a kod hroničnih dva do tri puta nedeljno, i to od jedne do nekoliko nedelja. Posle pauze od dve do tri nedelje se može terapija ponoviti.

Ukoliko postoje nekoliko uočenih zdravstvenih problema, moguće je vršiti odgovarajuću stimulaciju akupunkturnih tačaka, ali se ne preporučuje tretanje više problema istovremeno. Međutim poznato je u akupunkturnoj praksi da se kod raznih zdravstvenih problema vrši stimulacija nekoliko tačaka, kao na primer:

- kod bolesti oka se stimuliše i tačka jetre (jer je poznato da po tradicionalnoj kineskoj medicini jetra utiče na oči).
- kod problema sa kostima, treba stimulirati i tačka bubrega „jer bubreg upravlja kostima“.
- lečenje glavobolje: tačke žuči, gušterače i tačka oka.
- lumbo- išijalgija: izbor tačaka se vrši prema lokalizaciji bolnih mesta u ušnoj školjci.
- smanjenje apetita: tačke 17, tačka 30 i tačka E.
- oslobađanje zavisnosti od alkohola: tačka 3 i tačka J
- protiv povraćanja: tačka želuca 6 i naći osetljivu tačku u predelu creva.
- problemi probave: tačke 6 i 9.
- protiv kašlja: tačke 4 i 19.
- kod zubobolje: pronaći tačku između tačaka 28 i 3. koja je osetljiva, te nju stimulirati

Uočeno je, da je najčešće potrebno tretirati ono uho na čijoj strani su i organi sa problemom, (no svejedno treba pregledati i drugo uho i po potrebi takođe stimulirati).

PAŽNJA: Ako koristite uređaj radi detekcije ili stimulacije tačaka na nekoj drugoj osobi, morate zatvoriti strujni krug držeći tu osobu drugom rukom za ruku ili neki drugi deo tela. (Strujni krug čine: sonda uređaja, osoba sa kojom se radi, vaša ruka, vaše telo i druga ruka, tj. kažiprst koji dodiruje metalni priključak na pozadini uređaja.)

Pri tome je uticaj struje na vas potpuno zanemarljiv, pošto prolazi kroz veliku površinu kože, a delotvoran je na mestu dodira sonde sa kožom druge osobe pošto prolazi kroz malu površinu akupunkturne tačke koja je ponekad i manja od milimetra.

NAPOMENE:

- Aparat ne koristiti u blizini očiju, bradavica ili rana, pupka ili temena dece kod dece ispod 12 godina, trudnica, kao i za vreme menstrualnog ciklusa (osim one tačke koja otklanja menstrualne tegobe), kod srčanih oboljenja, kao i dva sata posle obroka.
- Sa ušiju treba skinuti minduše za vreme tretmana.
- Koristiti isključivo bateriju kao izvor napajanja, a nikako ispravljač - iz razloga sigurnosti!
- Ako je otežano nalaženje akupunkturnih tačaka, ovlažiti taj deo kože sa vodom u kojoj je rastvoreno malo soli (fiziološki rastvor), ili alkoholom.
- Svaki zdravstveni problem prvenstveno izložiti lekaru a ovaj uređaj koristiti kao dopunu terapije prepisane od strane lekara.
- Aparat držati van domašaja dece

Klasifikacija: Pošto je Aurikulo-akupunktura doživela nagli procvat i napredak šezdesetih godina našeg veka, zahvaljujući radovima nekolicine naučnika iz raznih zemalja, trenutno je u kliničkoj upotrebi nekoliko različitih klasifikacija aurikularnih tačaka. Sve su one precizne i delotvorne, a razlikuju se samo po nomenklaturi i broju tačaka koje se opisuju i koriste.

-Svi uređaji poseduju Certifikat CE - Evropske zajednice

Certification: CE

Classification: EU medical products class 1 - EN 60601